



Общество с ограниченной ответственностью  
«Многопрофильная медицинская компания «Формед»  
(ООО «ММК Формед»)

ул. Профсоюзная, д. 128, корп. 2, пом. 2 Москва, 117321  
тел./факс: 8-800-333-62-54, e-mail: [formed@fmed.ru](mailto:formed@fmed.ru), [www.fmed.ru](http://www.fmed.ru)  
ИНН/КПП 7728359623/772801001

Исх. №2041

Всем заинтересованным лицам

От 02.12.2021 г.

[относительно мутации вируса SARS-CoV-2  
(COVID-19) эффективности  
зарегистрированных экспресс-тестов]

### Письмо-Декларация

Являясь дистрибьютором производителя Ханчжоу Аллтест Биотек КО., ЛТД на территории РФ информируем:

экспресс-тест на Антиген SARS-CoV-2 (COVID-19 Antigen Rapid Test) предназначен для выявления нуклеокапсидного белка (НБ) SARS-CoV-2 вируса. Эпитоп антитела захвата и антитела обнаружения не находился в области мутации. Таким образом, вышеуказанная мутация белка шипа SARS-CoV-2 и мутация белка нуклеокапсида SARS-CoV-2 из Альфа(В.1.1.7), Бета(В.1.351), Гамма(Р.1), Дельта(В.1.617.2), Лямбда(С.37), Зета(Р.2), Каппа(В.1.617.1), Эта(В.1.525), Йота(В.1.526), Эпсилон(В.1.427), Тета(Р.3) и Омикрон(В.1.1.529) не влияет на вирусную активность SARS-CoV-2 экспресс-теста на Антиген (COVID-19 Antigen Rapid Test).

Данная информация подтверждается официальным письмом от производителя, оригинал письма прилагается.

С уважением,

Аладына Наталья

Начальник отдела маркетинга

